

# COMPRESOR

108 LTS LIBRE DE ACEITE



## Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, proporcionando un potencial de 3HP. Con funcionamiento de 127v 60Hz, cuenta con depósito de 108 litros y un caudal de hasta 300 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 5 minutos. Especialmente indicado para uso dental (trabajo Pesado), alimenta de una a tres unidades dentales (regulando el eyector).



## Características generales:

- Filtro de entrada de aire independiente para cada motor.
- Manómetro de presión en depósito.
- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 108 litros con purgador manual.
- Válvula de arranque en vacío para cada motor.
- 4 pies de goma anti vibración.
- Motores con protección de temperatura y soportes anti vibración.
- Presostáto con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.

## Ficha técnica:

- 100 %Libre de aceite 127 V ~ 60 Hz 0,75 KW 7,6 A
- 300 litros / minuto
- 100 Lb
- 60db
- 108 Litros
- 60 Kg.
- Alto 68 cm X Largo 1 mts X Ancho 34 cm.

