

# COMPRESOR

48 LTS DE ACEITE



## Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, con dos motores de 1/3 hp (reconstruidos) con nivel de aceite. Con funcionamiento de 127v 60Hz, cuenta con depósito de 48 litros.

Especialmente indicado para uso dental (trabajo ligero), alimenta a una unidad dental (regulando el eyector).



## Características generales:

- Manómetro de presión en depósito.
- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 48 litros con purgador manual.
- Motores con protección de temperatura.
- Presostato con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.

## Ficha técnica:

- Trabajo con aceite
- 80 litros / minuto
- 127v. 50/60 Hz
- 100 Lb
- 7db
- 48 Litros
- 40 Kg.
- Alto 65 cm X Largo 65 cm X Ancho 29 cm.

