



COMPRESOR

48 LTS LIBRE DE ACEITE

Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, proporcionando un potencial de 1HP. Con funcionamiento de 127v 60Hz, cuenta con depósito de 48 litros y un caudal de hasta 150 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 5 minutos.

Especialmente indicado para uso dental (trabajo ligeramente pesado), alimenta una unidad dental (regulando el eyector).

Características generales:

- Filtro de entrada de aire independiente para cada motor.
- Manómetro de presión en depósito.
- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 48 litros con purgador manual.
- Válvula de arranque en vacío para cada motor.
- 4 pies de goma anti vibración.
- Motores con protección de temperatura y soportes anti vibración.
- Presostáto con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.



Ficha técnica:

- Motor 100 % Libre de aceite 127 V ~ 60 Hz 0,75 KW 7,6 A
- 150 litros / minuto
- 100 Lb
- 60db
- 48 Litros
- 46 Kg.
- Alto 74 cm X Largo 41 cm X Ancho 41 cm.

