



# COMPRESOR

## 72 LTS LIBRE DE ACEITE



### Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, proporcionando un potencial de 2HP. Con funcionamiento de 127v 60Hz, cuenta con depósito de 72 litros y un caudal de hasta 250 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 5 minutos.

Especialmente indicado para uso dental (trabajo ligeramente pesado), alimenta de una a dos unidades dentales (regulando el eyector).

### Características generales:

- Filtro de entrada de aire independiente para cada motor.
- Manómetro de presión en depósito.
- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 72 litros con purgador manual.
- Válvula de arranque en vacío para cada motor.
- 4 pies de goma anti vibración.
- Motores con protección de temperatura y soportes anti vibración.
- Presostato con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.

### Ficha técnica:

- 100 % Libre de aceite 127 V ~ 60 Hz 0,75 KW 7,6 A
- 250 litros / minuto
- 100 Lb
- 60db
- 72 Litros
- 46 Kg.
- Alto 69 cm X Largo 69 cm X Ancho 35 cm. Horizontal
- Alto 94 cm X Largo 38 cm X ancho 38 cm. Vertical

