



Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, con un motor de 1 hp . Con un funcionamiento de 127v 60Hz. Con depósito de 12 litros y un caudal de hasta 90 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 3 minutos. Especialmente indicado para uso dental (trabajo pesado), regulando el eyector.



Características generales:

Manómetro de presión.

- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 12 litros con purgador manual.
- Motor con protección de temperatura.
- Presostato con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.
- Eyector de saliva.
- Conector de alta/baja.
- Jeringa triple.
- Sistema flush.
- Rodajas para fácil manejo.

Ficha técnica:

- 100% Libre de aceite
- 90 litros / minuto
- 127v. 50/60 Hz
- 90 Lb
- 7db
- 12 Litros
- 30 Kg.
- Alto 63cm X Largo44cm X Ancho 31cm.

