



## Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, con un motor de 1/3 hp (reconstruidos) con nivel de aceite. Con un funcionamiento de 127v 60Hz. Con depósito de 27 litros y un caudal de hasta 50 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 5 minutos. Especialmente indicado para uso dental (trabajo Ligero), regulando el eyector.



## Características generales:

- Manómetro de presión en el modulo.
- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 27 litros con purgador manual.
- Motores con protección de temperatura.
- Presostáto con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.
- Eyector de saliva.
- Conector de alta/baja.
- Jeringa triple.
- Sistema flush.
- Rodajas para fácil manejo.

## Ficha técnica:

- Trabajo con aceite
- 50 litros / minuto
- 127v. 50/60 Hz
- 100 Lb
- 7db
- 27 Litros
- 35 Kg.
- Alto 65 cm X Largo 65 cm X 29 cm.

