



UNIDAD PORTATIL

27 LTS LIBRE DE ACEITE

Descripción

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, con un motor de 1 hp libre de aceite. Con un funcionamiento de 127v 60Hz. Con depósito de 27 litros y un caudal de hasta 100 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 3 minutos. Especialmente indicado para uso dental (trabajo pesado), regulando el eyector.



Características generales:

- Manómetro de presión en el modulo.
- Llave de paso 1/4" hembra.
 - Depósito de 27 litros con purgador manual.
 - Motores con protección de temperatura.
 - Presostáto con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
 - Conexión a la red con enchufe.
 - Eyector de saliva.
 - Conector de alta/baja.
 - Jeringa triple.
 - Sistema flush.
 - Rodajas para fácil manejo.

Ficha técnica:

- 100% Libre de aceite
- 100 litros / minuto
- 127v. 50/60 Hz
- 100 Lb
- 60db
- 27 Litros
- 35 Kg.
- Alto 80 cm X Largo 46 cm X 49 cm.

